


Etac Avanti Comfort Plus

En prisvärd madrass med goda tryckavlastande egenskaper

Etac Avanti Comfort Plus är en kallskumsmadrass med goda tryckavlastande egenskaper.

Etac Avanti Comfort Plus är tillverkad i ett högkvalitativt kallskum med en skärning som ger optimal tryckavlastning och följsamhet. Madrassens ovansida har utformats för att avleda värme fukt på ett optimalt sätt.

Etac Avanti Comfort Plus levereras med ett följsamt hygienöverdrag som är töjbart både i längs- och tvärgående riktning.



Överdraget är utrustat med evakueringshandtag för förflyttning av madrass inkl brukare vid evakueringssituation.

Madrass inkl. hygienöverdrag med evakueringshandtag

Storlek	Art.nr
80x200 cm	3574 261
90x200 cm	3574 248
80x205 cm	3574 257
90x205 cm	3574 291



Goda tryckfördelande egenskaper

Teknisk data Etac Avanti Comfort Plus

Höjd	12 cm
Volymvikt	50 kg/m ³
Brukarvikt	20–130 kg
Garantitid	3 år
Brandtest	SS8760001 / EN 597-1/-2
Placering	Direkt på sängbotten

Hygienöverdrag



Brandtestad enligt SS8760001 / EN 597-1/-2

Tillverkare

