

# Rhombo-Care Flexible Bäddmadrass

etac®

– ett lyft för basmadrassen!

Rhombo Care Flexible läggs ovanpå basmadrassen och förbättrar liggkomforten väsentligt. Den är tillverkad av högkvalitativt kallskum med ett speciellt hålmönster som ger madrassen en unik komfort. Hålen förbättrar även luftcirkulationen och hjälper till att transportera bort fukt. Dessa egenskaper gör Rhombo Care Flexible mycket lämplig för att motverka att sängliggande patienter utvecklar trycksår.

Bäddmadrassen levereras med ett hygienöverdrag som är töjbart både i längs- och tvärgående riktning.



*Rhombo Care Flexible Bäddmadrass har fästband i alla fyra hörn som träs över den underliggande madrassen.*

*Hygienöverdraget har täckt dragkedja.*




## Bäddmadrass inkl. hygienöverdrag

### Storlek

80x200 cm  
90x200 cm

### Art.nr

3579 061  
3579 048



Kallskum med genomgående perforering.

## Teknisk data RhomboCare Flexible Bäddmadrass

Höjd	7 cm
Volymvikt	50 kg/m <sup>3</sup>
Brukarvikt	40–130 kg
Garantitid	3 år
Brandtest	SS8760001 NT Fire 037
Placering	Ovanpå befintlig madrass

## Hygienöverdrag



Brandtestad enligt SS8760001 NT Fire 029



Goda tryckfördelande egenskaper

Tillverkare

