



## V-Trak Axxis

– en rullstolsrygg med många möjligheter

V-Trak Axxis är en smidig rullstolsrygg som hjälper dig förebygga ryggproblem.

Ryggen är utvecklad för både barn och vuxna och passar de flesta rullstolar med sittbredd 27–50 cm. Det breda tillbehörssortimentet gör den även anpassningsbar för varje brukares individuella behov.

# V-Trak Axxis

## Ger god stabilitet och maximal komfort

V-Trak Axxis passar för användare:

- med behov av ökad komfort
- med behov av ökad stabilitet
- med behov av korrigering och positionering
- med asymmetriskt sittande i rullstolen
- med behov av en flexibel och justerbar rygg på rullstolen

## Optimala inställningsmöjligheter

V-Trak Axxis är enkel att:

- montera på rullstolen
- justera i djup, höjd och vinkel
- forma för asymmetriskt stöd
- justera för optimal stabilitet och mobilitet



V-Trak Axxis med ryggförlängare och huvudstöd

## Alla justeringar görs med användaren sittande i rullstolen

För att undvika förflyttningar, spara tid och kraft för användaren, kan alla justeringar göras med användaren sittande i rullstolen.

Produkt	Bredd	Höjd	Rullstolsbredd
V-Trak Axxis Small	27–33 cm	31 cm	27–33 cm
V-Trak Axxis Medium	30–38 cm	31/40/60 cm	30–38 cm
V-Trak Axxis Large	35–43 cm	31/40/60 cm	36–43 cm
V-Trak Axxis Extra Large	40–50 cm	31/40/60 cm	42–50 cm

OBS! Välj det bredaste alternativet på ryggen för bästa möjliga sidostöd. Ange alltid till vilken rullstolsmodell ryggen ska användas vid beställning.

## Testad och godkänd enligt följande standarder och direktiv:

- EN 1021
- Kraschtestad enligt ANSI/RESNA WC
- CE-märkning enligt 93/94/EEC



Ryggens justeringsfäste