

Storleksguide

ROHO® sittdynor



Storleksangivelser på sittdynorna ROHO® QUADTRO SELECT® och ROHO® CONTOUR SELECT® har uppdaterats. Själva dynorna har inte ändrat storlek. Måtten refererar till storleken på dynornas bottenplatta. OBS! Rullstolar med mjuka sidoskydd och/eller drivhjulscamber > 3° kan behöva en smalare sittdyna än rekommenderat.

ROHO® Hybrid Elite®

Art. nr. en kammare	Art. nr. två kammare	Dyna, cm		Rekommenderad rullstolsst, cm	
		Bredd	Djup	Bredd	Djup
341RHY1414C	342RHY1414C	35,0	37,5	36	36
341RHY1415C	342RHY1415C	35,0	40,0	36	38
341RHY1416C	342RHY1416C	35,0	43,0	36	41
341RHY1515C	342RHY1515C	37,5	40,0	38	38
341RHY1516C	342RHY1516C	37,5	43,0	38	41
341RHY1517C	342RHY1517C	37,5	45,0	38	43
341RHY1615C	342RHY1615C	40,0	40,0	41	38
341RHY1616C	342RHY1616C	40,0	43,0	41	41
341RHY1617C	342RHY1617C	40,0	45,0	41	43
341RHY1618C	342RHY1618C	40,0	48,0	41	46
341RHY1620C	342RHY1620C	40,0	53,0	41	51
341RHY1716C	342RHY1716C	43,0	43,0	43	41
341RHY1717C	342RHY1717C	43,0	45,0	43	43
341RHY1718C	342RHY1718C	43,0	48,0	43	46
341RHY1816C	342RHY1816C	45,0	43,0	46	41
341RHY1817C	342RHY1817C	45,0	45,0	46	43
341RHY1818C	342RHY1818C	45,0	48,0	46	46
341RHY1820C	342RHY1820C	45,0	53,0	46	51
341RHY2018C	342RHY2018C	50,0	48,0	51	46
341RHY2020C	342RHY2020C	50,0	53,0	51	51
341RHY2218C	342RHY2218C	55,5	48,0	56	46
341RHY2220C	342RHY2220C	55,5	53,0	56	51
341RHY2418C	342RHY2418C	60,5	48,0	61	46
341RHY2420C	342RHY2420C	60,5	53,0	61	51

ROHO® CONTOUR SELECT®

Art. nr.	Dyna, cm		Rekommenderad rullstolsst, cm	
	Bredd	Djup	Bredd	Djup
34CS88C	39,5	38,5	36-38	36-38
34CS89C	39,5	43,0	36-38	41-43
34CS810C	39,5	47,0	36-38	46-48
34CS98C	44,0	38,5	41-43	36-38
34CS99C	44,0	43,0	41-43	41-43
34CS910C	44,0	47,0	41-43	46-48
34CS911C	44,0	51,5	41-43	51
34CS109C	48,5	43,0	46-48	41-43
34CS1010C	48,5	47,0	46-48	46-48
34CS1011C	48,5	51,5	46-48	51
34CS119C	52,5	43,0	51	41-43
34CS1110C	52,5	47,0	51	46-48
34CS1111C	52,5	51,5	51	51

ROHO® QUADTRO SELECT®

Art. nr.	Dyna, cm		Rekommenderad rullstolsst, cm	
	Bredd	Djup	Bredd	Djup
34QS66C	31,0	30,0	30	30
34QS66LPC	31,0	30,0	30	30
34QS67C	31,0	34,5	30	33
34QS67LPC	31,0	34,5	30	33
34QS77C	35,5	34,5	33	33
34QS77LPC	35,5	34,5	33	33
34QS78C	35,5	38,5	33	36-38
34QS78LPC	35,5	38,5	33	36-38
34QS79C	35,5	43,0	33	41-43
34QS79LPC	35,5	43,0	33	41-43
34QS87C	39,5	34,5	36-38	33
34QS87LPC	39,5	34,5	36-38	33
34QS88C	39,5	38,5	36-38	36-38
34QS88LPC	39,5	38,5	36-38	36-38
34QS89C	39,5	43,0	36-38	41-43
34QS89LPC	39,5	43,0	36-38	41-43
34QS810C	39,5	47,0	36-38	46-48
34QS810LPC	39,5	47,0	36-38	46-48
34QS98C	44,0	38,5	41-43	36-38
34QS98LPC	44,0	38,5	41-43	36-38
34QS99C	44,0	43,0	41-43	41-43
34QS99LPC	44,0	43,0	41-43	41-43
34QS910C	44,0	47,0	41-43	46-48
34QS910LPC	44,0	47,0	41-43	46-48
34QS911C	44,0	51,5	41-43	51
34QS911LPC	44,0	51,5	41-43	51
34QS108C	48,5	38,5	46-48	36-38
34QS108LPC	48,5	38,5	46-48	36-38
34QS109C	48,5	43,0	46-48	41-43
34QS109LPC	48,5	43,0	46-48	41-43
34QS1010C	48,5	47,0	46-48	46-48
34QS1010LPC	48,5	47,0	46-48	46-48
34QS1011C	48,5	51,5	46-48	51
34QS1011LPC	48,5	51,5	46-48	51
34QS1012C	48,5	56,0	46-48	56
34QS119C	52,5	43,0	51	41-43
34QS119LPC	52,5	43,0	51	41-43
34QS1110C	52,5	47,0	51	46-48
34QS1110LPC	52,5	47,0	51	46-48
34QS1111C	52,5	51,5	51	51
34QS1111LPC	52,5	51,5	51	51
34QS1112C	52,5	56,0	51	56
34QS1210C	57,0	47,0	56	46-48
34QS1211C	57,0	51,5	56	51
34QS1212C	57,0	56,0	56	56
34QS1310C	61,0	47,0	61	46-48
34QS1311C	61,0	51,5	61	51

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

