

Gällande: Etac Hi-Loo/Supporter

2009-12-29

Hi-Loo, fastmonterad, och Supporter får en ny skoning till aluminiumfäste. Det sitter bättre och är enkel att montera och rekonditionera.

Skoningen passar till gamla aluminiumfästen och upplevs på samma sätt som idag när det gäller friktionen mot toalettporcelainet.

Produkten kommer att levereras utan monterad skoning och packeteras i befintlig monteringsatts.

Skoningen finns att beställa som reservdel vid rekonditionering.



Nytt utförande



Monteringsatts



Gammalt utförande

Benämning reservdel	Art. nr.
Skoning Hi-Loo/Supporter	84001126
Prel. leveranstid på hyllan V.5	