

Produktinformation

Nytt utförande

etac®

2011-12-08

Gällande: Hi-Loo fast med armstöd och
alla Supporter-modeller

Toaletsitsförhöjaren Hi-Loo fast med armstöd och Supporter toalettarmstöd förbättras och kommer i nytt utförande. Överdelen till fästet kommer framöver att tillverkas i ett stycke av polypropen, vilket innebär enklare rengöring och trevligare intryck med rena och släta ytor. Fästets underdel tillverkas även fortsättningsvis i aluminium för att bibehålla hållfasthet och stabilitet i produkterna.

Infästningen mellan sits och fäste blir enklare med fjäderbelastade knappar från sitsen. Dessutom har vi passat på att tydliggöra säkerhetsdetaljer såsom låsspärrar och säkerhetsringar. De är orangea för att bättre signalera kontrollmomentet att dessa ska sitta säkert på plats. Allt för att skapa en bättre och säkrare Hi-Loo/Supporter för användaren och för den som monterar eller hjälper till.

Det nya utförandet går inte att kombinera med gamla detaljer.



Produktinformation

Nytt utförande

etac®

Gällande: Hi-Loo fast med armstöd och
alla Supporter-modeller

2011-12-08

Med den nya förbättrade snäppfunktionen fäster man enkelt Hi-Loo/Supporter sitsen på plats. Ett klickljud säkrar att sitsen sitter som den ska. För att ta loss toaletsitsförhöjaren behöver man endast dra de två orange tapparna utåt och lyfta.



Även skoningen har förbättrats. Spåret i skoningen har fått en ny mjuk kant som klämmer runt fästskruven och vilket håller skoningen bättre på plats vid montering.



Vid frågor kontakta kundservice på tel. 0371-58 73 00 eller e-post: info@etac.se

Produktinformation

Nytt utförande



2011-12-08

Gällande: Hi-Loo fast med armstöd och
alla Supporter-modeller

De nya Hi-Loo/Supporter beräknas ersätta tidigare versioner i slutet av januari:

Benämning	Art. nr.
Hi-Loo med armstöd fast 6 cm	80301116-2
Hi-Loo med armstöd fast10 cm	80301117-2
Hi-Loo med armstöd snedställd	80301118-2
Hi-Loo delmont med armstöd fast 6 cm	80301316-2
Hi-Loo delmont med armstöd fast10 cm	80301317-2
Hi-Loo delmont med armstöd snedställd	80301318-2
Supporter	80303012-2
Supporter ställbar	80303018-2
Supporter delmonterad	80303112-2

Produktinformation

Nytt utförande



Gällande: Hi-Loo fast med armstöd och
alla Supporter- modeller

2011-12-07

Med det nya utförandet tillkommer en ny anpassningssats. De gamla reservdelarna kommer att utgå inom fem år.

Benämning tillbehör	Nytt Art. nr.	Utgående Art. nr. (5år)
Anpassningssats Hi-Loo/Support	80304002	80301050
Benämning reservdel		
Armstöd Hiloo 6cm vinklad	84005099	84001250
Armstöd Hiloo 10cm vinklad	84005100	84001251
Armstöd supporter vinklad	84005101	84001252
Armstöd supporter par	84001293	84001237
Armstöd Hiloo 10 cm par	84001292	84001236
Armstöd Hiloo 6 cm par	84001291	84001235
Sittenhets Hi-Loo II 6 cm	84001295	
Sittenhets Hi-Loo II 10 cm	84001296	
Fäste med armstöd 6 cm	84001297	80301044
Fäste med armstöd 10 cm	84001298	80301046
Fäste med armstöd 6 cm mod II	84001299	80301055
Fäste med armstöd 10 cm mod II	84001322	80301056
Täckproppsats	84001290	84001217
Armstöd Supporter ställbar par	84001294	84001238
Toalettlock och sits Supporter	84001323	84001102
Axel 10st	84001324	84001103