

2010-04-12

Etac Hi Loo med armstöd och Etac Supporter har ändrat maxbrukarvikt till 150 kg. Tidigare maxbrukarvikt var 130 kg.

Nedanstående artiklar är från och med den 1 april förstärkta i sin konstruktion, och har därmed fått ny märkning med maxbrukarvikt 150 kg.

För att produkterna med armstöd ska vara godkända för 150 kg, måste både armstöd och fästen vara märkta med maxbrukarvikt 150 kg. I alla övriga kombinationer med gamla/nya armstöd och fästen gäller maxbrukarvikt 130 kg.

Förbättringen innebär inga andra förändringar på produkten utan funktionalitet och design är fortsatt lika god.

Följande artiklar klarar 150 kg maxbrukarvikt:

Benämning	Art. nr.
Hi-Loo II, med armstöd fast 6 cm	80301316
Hi-Loo II, med armstöd fast 10 cm	80301317
Hi-Loo II, med armstöd, snedställt	80301318
Hi-Loo fast, utan armstöd 6 cm	80301114
Hi-Loo fast, utan armstöd 10 cm	80301115
Hi-Loo med armstöd fast 6 cm	80301116
Hi-Loo med armstöd fast 10 cm	80301117
Hi-Loo med armstöd snedställt	80301118
Supporter II delmonterad	8030 3112
Supporter	8030 3012

OBS! Maxbrukarvikt 150 kg gäller ej Supporter ställbar art. nr. 80303018.

Om du har frågor, kontakta:

Etac Sveriges kundservice på telefon: 0371-587300 eller info@etac.se