


Etac Kaskad duschpallar klarar nu 150 kg brukarvikt

2009-11-25

Etac Kaskad duschpall och duschpall med teleskopben har förbättrats och klarar därför nu en högre maxbrukarvikt.

Den nya maxbrukarvikten är nu 150 kg.



Duschpall Kaskad



Duschpall Kaskad med teleskopben

Benämning	Art. nr.
Duschpall Kaskad, 50 cm	81207008
Duschpall Kaskad, 60 cm	81207009
Duschpall Kaskad m teleskopben	81207010