

Gällande: Etac Kaskad/Rufus doppskor

2009-12-29

Kaskad, Stapel och Rufus (ej teleskopben) har fått nya doppskor.

Orsaken är att vi tidigare har haft problem med rost. Den nya varianten där man har utformat doppskon så att den sitter bättre kring benet och släpper därför inte in någon fukt/vatten.

Själva doppskon har behållt sina proportioner men tjockleken har vidgats - vilket medför en stabilare anläggningsyta.

Materialet är detsamma som tidigare.

**Benämning**

Doppsko 25 mm 4 st/frp

Art. nr.

84001146

Leveranstid på hyllan V.5