

## Kombinera fristående toalettstol

Produktinformation 2009-09-22

Vi har förbättrat infästningen av sittring och toalettlock på Kombinera fristående toalettstol med monterad toalettsits, art nr 811974025, 4065, 811974065, 411974035.

Sittring och lock sitter nu fast med vingmutter och skruv doppad i gänglåsningssväska. Produkter producerade fr o m v 38 är alla försedda med en förstärkt låsning av sittring och toalettlock. Med denna förbättring sitter sittring och lock stadigt fast samtidigt som man fortfarande kan byta ut dem mot t ex en duschsits.

Vill man uppgradera befintliga Kombinera vid t ex rekonditionering så finns en sats bestående av 10 st skruvar med art nr 84001149 att beställa från vår kundservice i Anderstorp.

