

# Produktinformation

## Ny Tvärslå i längre utförande: Tvärslå 665

Gäller: Swift Mobil 160, Mobil 160 kg eller när man använder breddningssats för armstöd.

2010-12-06

Etac Swift Mobil har fått ett nytt tillbehör, tvärslå med bredd 665 mm. Det är anpassat till Swift Mobil eller Mobil med breddade armstöd. Tvärslå 665 är ett utmärkt hjälpmedel när man vill ha stöd framåt i en breddad mobil dusch- och toalettstol.

Den har ett mjukt värmande överdrag gjord i cellpolyeten och elastiska remmar som man fäster runt armstöden på duschstolen.

**Benämning**

Tvärslå 665 mm Swift Mobil

**Art. nr.**

80209452

Finns på lager

Vid frågor kontakta Etac kundservice på 0371-58 73 00 eller [info@etac.se](mailto:info@etac.se).