

## Etac Swift Mobil – länkhjulsinfästning

2010-10-28

Infästningen till länkhjulen på Swift Mobil dusch- och toalettstolar kommer att ändras.

Vi vill långsiktigt säkerställa monteringen av länkhjulen. Den gamla infästningen med expanderbult ersätts med en ny konstruktionslösning.

Vi har tidigare säkerställt monteringen av länkhjulens expanderbultar med ett extra kontrollmoment. Nu ersätts istället den tidigare expanderbulten på länkhjulen med en bult som skruvas fast.

Infästningen av de bakre länkhjulen kommer att ändras i produktionen redan från och med denna vecka och då från och med serienr 3829.

Infästningen av de främre hjulen kommer att ändras under Q1 2011.



**Benämning ny reservdel**      **Art. nr.**

Länkhjul 125 mm Swift M låsbar 84001321

**Leverans**

Finns på lagerhyllan

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:  
0371-587 300 eller [info@etac.se](mailto:info@etac.se)