

2010-04-10

Vi har förändrat nackstödet inklusive fäste till Swift Mobil-familjen. Nu kommer man enkelt att kunna ställa in nackstödet både i höjd-, djup-, och sidled. Nackstödet får på så sätt förbättrad funktionalitet och ökad ställbarhet. På samtliga chassin från och med vecka 15 finns en prägling på ryggbygeln för att nackstödsfästet enkelt ska kunna fixeras.

**Benämning**

Nackstöd Swift Mobil mod. 2

Art. nr.

80209447

OBS! Behöver man ett nytt nackstöd till chassin som är utan prägling på ryggen (tillverkade före vecka 15) beställer man ett nackstöd med art. nr. 80209431 (komplett nackstöd med fäste).

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:
0371-587 300 eller info@etac.se