

Symbolförklaringar


Etac Bad- och Toalettprodukter

etac[®]


Gäller: Hi-Loo, Supporter, Cloo

2010-11-30


Etacs symboler och deras betydelse




Se till att Toaletten är ordentligt förankrad i golvet och montera Hi-Loo/Supporter/Cloo centrerat på toaletten.



Vid rengöring kan sittringen enkelt frikopplas från fästet. Se till att sittringen klickar i ordentligt när man åter fäster sittringen vid fästet.



Produkten får användas av en person som maximalt väger 150 kg och armstöden är testade för en maximal belastning på 75 kg/armstöd.



Produkten rekommenderas att rengöras med rengöringsmedel med lägst Ph 5 och högst Ph 9.

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:
0371-587 300 eller info@etac.se