

# Lille Viking 2000

## Batteriladdare Mascot, 24V/2,5A, 3 stift LV2000

Lille Viking 2000 hjälpmotorer kommer att förses med batteriladdare Mascot, 24V/2,5A, 3 stift. Gäller från chassinummer 23353.

3 stifts laddningskontakt : stift 1= +, stift 2 och 3 = -.

Art.nr: UB12577

EAN: 7070991084436

Vid tekniska frågor om produkten kontakta distriktsansvarig säljare eller kundservice på telefon 0371-58 73 00.