

Tillbehör för kombination av Lille Viking och vårdarbroms Gäller: Cross, Next, Twin och Transit

2010-10-15

Fäste till manöverdosa är ett nytt tillbehör som gör det möjligt att använda Lille Vikings manöverdosa tillsammans med vårdarbroms. Fästet skruvas fast på vårdarbromshandtaget. Skruvar till gamla och nya handtaget medföljer i satsen.



Fästsats



Cross med vårdarbroms och Lille Viking

Benämning	Beskrivning	Art nr.
Fäste manöverdosa LV	på VB-handtag Cross/Next/Twin/Transit	27333
Leverans		
Finns på lager från vecka 42		

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:
0371-587 300 eller info@etac.se