

Produktinformation

Datum

06-01-20

Produkt

Körbygel Lille Viking 2000

Vi har tagit fram en 5 cm förlängd körbygel vilket gör att vårdaren kommer lite längre ifrån motorn och får på så vis bättre gångutrymme.

Körbygel Lille Viking säljs som tillbehör och finns att beställa.

Den kan användas på alla Etacs kryssrullstolar med höjdregerbara körhandtag.

Art.nr

26294-01	Körbygel Lille Viking 37,5 cm
26295-01	Körbygel Lille Viking 40 cm
26296-01	Körbygel Lille Viking 42,5 cm
26297-01	Körbygel Lille Viking 45 cm
26298-01	Körbygel Lille Viking 47,5 cm
26299-01	Körbygel Lille Viking 50 cm
26300-01	Körbygel Lille Viking 52,5 cm
26301-01	Körbygel Lille Viking 55 cm
26302-01	Körbygel Lille Viking 57,5 cm

Körbygeln finns nu att beställa.



Vid frågor om produkten kontakta Kundservice, telefon 0371-58 73 00