

Lille Viking 2000

Art nr: UB12537

Beskrivning: Fälg 3" i plastmaterial till Lille Viking 2000

Nya fälgar

Alla Lille Viking 2000 hjälpmotorer kommer från och med chassinummer 23264 att levereras med nya fälgar i svart plast. Fälgarna är tillverkade i PA (polyamid), ett hårt material med fiberförstärkning. Materialet PA används ofta till maskinkomponenter och är även användbart för detta ändamål.

De nya fälgarna har exakt samma design som de gamla, och de mekaniska kännetecknen är ungefär likadana som på de gamla. De nya fälgarna har testats hos UB-Let under mer än ett halvår utan problem, och Lille Viking 2000 kommer att hålla samma goda kvalitet med de nya fälgarna som med de gamla.

Eftersom de gamla fälgarna inte kommer att säljas längre, kommer de nya fälgarna även att levereras som reservdel till äldre modeller.



Gammal och ny fälg



Hjälpmotor med ny fälg

Vid frågor om produkten kontakta Kundservice, telefon 0371-58 73 00