


2010-07-06

Vi har gjort en del förbättringar på vår rollator Etac Ono, enligt nedan.

1. Förstärkning av ram bak
2. Pulverlackerade handtagsbågar och fällbeslag (mer miljövänligt)
3. Starlock under sitsen är utbytt till skruv och mutter

**Benämning****Art. nr.**

Ono med korg och bricka 15040105-14

Ono 8-pack utan korg och bricka 15041201-14

Ono med korg och bricka,
med monterad handtagsbåge 15040405-14

Nya utförandet införs successivt fr.o.m v.30,
efter slutförbrukning av tidigare utförande.

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:
0371-587 300 eller info@etac.se