

Vi har förbättrat nedan benämnda klädslar och tyger till våra rullstolar. De gamla varianterna ersätts successivt av de nya.

Ryggöverdrag Twin:

Kardborren i del mot sits har anpassats och är förkortad. Del av kardborre på ryggdelen är borttagen vilket gör det enklare att lossa överdraget för justering.

Nytt utförande mot sits



Gammalt utförande mot sits



Nytt utförande mot rygg



Gammalt utförande mot rygg



Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag rygg Twin 35 cm	Svart	62368-70
Överdrag rygg Twin 40 cm	Svart	62369-70
Överdrag rygg Twin 45 cm	Svart	62370-70
Överdrag rygg Twin 50 cm	Svart	62371-70
Överdrag rygg Twin 55 cm	Svart	62465-70

Gäller: förbättringar rullstolstyger och klädslar

2010-05-03

sid. 2/7

Ryggöverdrag Cross, Next, Elite och Act

Kardborren mot sits är delad i tre delar istället för en enda lång del. Mot ryggen är kardborren kapad istället för att löpa över hela överdraget. Det nya utförandet gör det enklare att lossa överdraget för justering.

Nytt utförande mot sits



Gammalt utförande mot sits



Nytt utförande mot rygg



Gammalt utförande mot rygg



Benämning

Överdrag rygg Cr/Ne/El/Ac

Överdrag rygg Cr/Ne/El/Ac

Överdrag rygg Cr/Ne/El/Ac

Överdrag rygg Cr/Ne/El/Ac

Överdrag rygg Cr/Ne/El/Ac

Överdrag rygg Cr/Ne

Överdrag rygg Cr/Ne

Överdrag rygg Cr/Ne

Överdrag rygg Cr/Ne

Överdrag rygg Cr/Ne

Överdrag rygg Cr/Ne

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Överdrag rygg Cross/Next hög

Beskrivning

35 cm mörkgrå

37.5 cm mörkgrå

40 cm mörkgrå

42.5 cm mörkgrå

45 cm mörkgrå

47.5 cm mörkgrå

50 cm mörkgrå

52.5 cm mörkgrå

55 cm mörkgrå

57.5 cm mörkgrå

60 cm mörkgrå

35 cm mörkgrå

37.5 cm mörkgrå

40 cm mörkgrå

42.5 cm mörkgrå

45 cm mörkgrå

47.5 cm mörkgrå

50 cm mörkgrå

52.5 cm mörkgrå

55 cm mörkgrå

57.5 cm mörkgrå

60 cm mörkgrå

Art. nr.

62135-60

62387-60

62136-60

62388-60

62137-60

62389-60

62305-60

62432-60

62433-60

62434-60

62435-60

62478-60

62479-60

62469-60

62470-60

62471-60

62472-60

62473-60

62480

62481

62482

62483

Gäller: förbättringar rullstolstyger och klädselar

2010-05-03

sid. 3/7

Klädsel sits Cross/Next

Kardborren har delats upp i tre delar i breddriktning på justerdelen istället för en enda lång del. Det nya utförandet ger en bättre passning av klädseln vid justering av sitsdjupet.

Nytt utförande



Gammalt utförande



Benämning

Beskrivning

Art. nr.

Klädsel sits Cr/Ne framdel	35 cm	62336
Klädsel sits Cr/Ne framdel	37.5 cm	62337
Klädsel sits Cr/Ne framdel	40 cm	62338
Klädsel sits Cr/Ne framdel	42.5 cm	62339
Klädsel sits Cr/Ne framdel	45 cm	62340
Klädsel sits Cr/Ne framdel	50 cm	62341
Klädsel sits Cr/Ne framdel	47.5 cm	62385
Klädsel sits Cr/Ne framdel	52.5 cm	62408
Klädsel sits Cr/Ne framdel	55 cm	62409
Klädsel sits Cr/Ne framdel	57.5 cm	62410
Klädsel sits Cr/Ne framdel	60 cm	62411
Klädsel sits Cr/Ne kort	35 cm svart	62235-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	37.5 cm svart	62236-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	40 cm svart	62237-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	42.5 cm svart	62238-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	45 cm svart	62239-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	47.5 cm svart	62372-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	50 cm svart	62302-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	52.5 cm svart	62400-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	55 cm svart	62401-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	57.5 cm svart	62402-60
Klädsel sits Cr/Ne kort	60 cm svart	62403-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	35 cm svart	62240-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	37.5 cm svart	62241-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	40 cm svart	62242-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	42.5 cm svart	62243-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	45 cm svart	62244-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	47.5 cm svart	62373-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	50 cm svart	62303-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	52.5 cm svart	62404-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	55 cm svart	62405-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	57.5 cm svart	62406-60
Klädsel sits Cr/Ne lång	60 cm svart	62407-60

Armstödsdyna

Armstödsdynan har fått en ny förbättrad design. Istället för plysch runt om är nu sidorna försedda med svart väv för att harmonisera med sittdyna, vadvadstöd och amputationsbenstöd. Det nya materialet är mer elastiskt vilket gör det enklare att ta av och sätta på.

Nytt utförande



Gammalt utförande



Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Armstödsdyna polstrad kort	mörkgrå	62282-60
Armstödsdyna polstrad lång	mörkgrå	62283-60
Armstödsdyna gel kort kompl	mörkgrå	26240-60
Armstödsdyna gel lång kompl	mörkgrå	26241-60

Amputationsbenstöd/Vadplatta

Istället för plysch runt om är nu sidorna försedda med svart väv för att harmonisera med sittdyna och armstödsdynor. Nylon limmas på trästommen. Det nya materialet är mer elastiskt vilket gör det enklare att ta av och sätta på.

Nytt utförande med plysch i kombination med svart väv



Gammalt utförande med plysch runt om



Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Överdrag amp benstöd Cross	25516	62893-60
Överdrag amp benstöd XL hö	Cross 26210-1	62450-60
Överdrag amp benstöd XL vä	Cross 26210-2	62761-60
Amputationsbenstöd Cross	kompl	25516
Amputationsbenstöd Cross XL hö	kompl	26210-1
Amputationsbenstöd Cross XL vä	kompl	26210-2
Amputationsbenstöd Next	kompl	26205
Vadplatta benstöd vrb	35-37.5 mörkgrå	62105-60
Vadplatta benstöd vrb	40-42.5 mörkgrå	62104-60
Vadplatta benstöd vrb	45-47.5 mörkgrå	62484-60
Vadplatta benstöd vrb	50-60 cm mörkgrå	62451-60

Rygglädsalar Cross/Next, rygglädsalar Twin/Transit och överdrag rygg Cross hög

- 1 Nya spännen i tålig plast.
- 2 Enkla kardborreband istället för dubbla gör det enklare att justera.
- 3 Öppningen för handtagsfästet har gjorts större.
- 4 Sidostycket sys i ovankant istället för på sidorna.
- 5 Kardborreband bak är kortat vertikalt.

Nytt utförande fram



Gammalt utförande fram



Gäller: förbättringar rullstolstyger och klädselar

2010-05-03

sid. 7/7

Benämning	Beskrivning	Art. nr.
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 35/37.5 cm Crossrygg 2	62342-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 40/42.5 cm Crossrygg 2	62343-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 45 cm Crossrygg 2	62344-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 47.5/50 cm Crossrygg 2	62345-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 52.5/55 cm Crossrygg 2	62430-60
Klädsel rygg Cross/Next rb	rh jb 57.5/60 cm Crossrygg 2	62431-60
Klädsel rygg Twin rb	rh jb 35-37.5 cm	62364-70
Klädsel rygg Twin rb	rh jb 40 cm	62365-70
Klädsel rygg Twin rb	rh jb 45 cm	62366-70
Klädsel rygg Twin rb	rh jb 50 cm	62367-70
Klädsel rygg Transit/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 35/37.5 cm	62395-60
Klädsel rygg Transit/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 40/42.5 cm	62396-60
Klädsel rygg Transit/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 45/47.5 cm	62397-60
Klädsel rygg Transit/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 50/52.5 cm	62398-60
Klädsel rygg Transit/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 55/57.5 cm	62399-60
Klädsel rygg Transit/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 50/52.5 cm	62398-60
Klädsel rygg Transit/Twin rb	hrb körhandtag rh jb 55/57.5 cm	62399-60

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:
0371-587 300 eller info@etac.se