

Förbättring Gällande: Rullstolsrygg V-Trak

2010-05-07

Vi har förbättrat rullstolsryggen V-Trak, både invändigt och utvändigt. Plastskalet i ryggen tillverkas nu av nylon istället för ABS-plast och byter färg från svart till grå.

Överdraget har förnyats och tillverkas nu i ett smidigt och mer elastiskt material vilket gör det enkelt att ta av och på. Materialet är även vattenavvisande.

Det gamla utförandet fasas ut och ersätts successivt av det nya.



Leverans

Införs successivt från v19

Se nästa sida för artikelnummer

Benämning	Beskrivning	Art.nr
V-Trak Axxis box M Cr/Ne/Netti	B30-38 H60	PHAXH-M-UN
V-Trak Axxis box L Cr/Ne/Netti	B35-43 H60	PHAXH-L-UN
V-Trak Axxis box XL Cr/Ne/Nett	B42-50 H60	PHAXH-XL-UN
V-Trak Axxis box M Cr/Ne/Netti	B30-38 H40	PHAXS-M-UN
V-Trak Axxis box L Cr/Ne/Netti	B35-43 H40	PHAXS-L-UN
V-Trak Axxis box XL Cr/Ne/Nett	B42-50 H40	PHAXS-XL-UN
V-Trak Axxis box S Cr/Ne/Netti	B27-33 H31	PHAXR-S-UN
V-Trak Axxis box M Cr/Ne/Netti	B30-38 H31	PHAXR-M-UN
V-Trak Axxis box L Cr/Ne/Netti	B35-43 H31	PHAXR-L-UN
V-Trak Axxis box XL Cr/Ne/Nett	B42-50 H31	PHAXR-XL-UN
V-Trak Axxis i Box XXL Cr/Ne/Netti	B48-60 H40	PHAXS-XXL-UN
V-Trak Axxis box M runda rör	19-25 mm B30-38 H60	PHAXH-M-UE
V-Trak Axxis box L runda rör	19-25 mm B35-43 H60	PHAXH-L-UE
V-Trak Axxis box XL runda rör	19-25 mm B42-50 H60	PHAXH-XL-UE
V-Trak Axxis box M runda rör	19-25 mm B30-38 H40	PHAXS-M-UE
V-Trak Axxis box L runda rör	19-25 mm B35-43 H40	PHAXS-L-UE
V-Trak Axxis box XL runda rör	19-25 mm B42-50 H40	PHAXS-XL-UE

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:
0371-587 300 eller info@etac.se