




2010-05-31

Vi ha ändrat utförande på skruven till körhandtag för vårdarbroms. Skruvskallen ändras från M5-skruv till RTS skruv samt från kryss-spår till torx-spår. Håldiametern i röret anpassas därefter till den nya skruven.

Det nya utförandet införs successivt fr o m 1 juni.



Ny skruv med torx-spår



Gammal skruv med kryss-spår



### Benämning

Körhandtag hrb Cross

Körhandtag hrb Transit/

Ryggrör med körhandtag Transit

### Beskrivning

vårdarbroms för öppningsgrepp 75 mm

Cross XL vårdarbroms för öppningsgrepp 75 mm

Twin vårdarbroms för öppningsgrepp 75 mm

### Art nr.

26826-01

26913-01

26914-01

### Leverans/Ändring

Införs successivt from 1 Juni

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:  
0371-587 300 eller [info@etac.se](mailto:info@etac.se)