

Nytt Fästbeslag Gällande: Rullstolsrygg V-Trak

2010-04-20

Nu finns ett nytt fästbeslag för montering av rullstolsryggen V-trak på Cross och Next. Det nya fästet monteras fast runt ryggröret vilket ger ökad möjlighet att justera rygg-höjden samt möjliggör en mer avancerad anpassning av ryggen.

Fästet är en alternativ fästmetod och ett komplement till befintliga fästen som fästs i ryggröret.



Artikel	Art.nr
Fästbeslag V-Trak Cr/Ne	PHMC-ETAC
Leverans: Varan finns i lager	

Om du har frågor, kontakta Etac Sveriges kundservice på telefon:
0371-587 300 eller info@etac.se