

2011-03-21

Storleksangivelser på sittdynorna ROHO® QUADRO SELECT® och ROHO® CONTOUR SELECT® har uppdaterats. Själva dynorna har inte ändrat storlek. Måtten refererar till storleken på dynornas bottenplatta.

ROHO® CONTOUR SELECT®

Art. nr.	Dyna, cm		Rekommenderad rullstolssits, cm	
	Bredd	Djup	Bredd	Djup
34CS1010C	48,5	47,0	46-48	46-48
34CS1011C	48,5	51,5	46-48	51
34CS109C	48,5	43,0	46-48	41-43
34CS1110C	52,5	47,0	51	46-48
34CS1111C	52,5	51,5	51	51
34CS119C	52,5	43,0	51	41-43
34CS810C	39,5	47,0	36-38	46-48
34CS88C	39,5	38,5	36-38	36-38
34CS89C	39,5	43,0	36-38	41-43
34CS910C	44,0	47,0	41-43	46-48
34CS911C	44,0	51,5	41-43	51
34CS98C	44,0	38,5	41-43	36-38
34CS99C	44,0	43,0	41-43	41-43

OBS! Rullstolar med mjuka sidoskydd och/eller drivhjulscamber > 3° kan behöva en smalare sittdyna än rekommenderat.



ROHO® QUADRO SELECT®

Art. nr.	Dyna, cm		Rekommenderad rullstolssits, cm	
	Bredd	Djup	Bredd	Djup
34QS1010C	48,5	47,0	46-48	46-48
34QS1010LPC	48,5	47,0	46-48	46-48
34QS1011C	48,5	51,5	46-48	51
34QS1011LPC	48,5	51,5	46-48	51
34QS1012C	48,5	56,0	46-48	56
34QS108C	48,5	38,5	46-48	36-38
34QS108LPC	48,5	38,5	46-48	36-38
34QS109C	48,5	43,0	46-48	41-43
34QS109LPC	48,5	43,0	46-48	41-43
34QS1110C	52,5	47,0	51	46-48
34QS1110LPC	52,5	47,0	51	46-48
34QS1111C	52,5	51,5	51	51
34QS1111LPC	52,5	51,5	51	51
34QS1112C	52,5	56,0	51	56
34QS119C	52,5	43,0	51	41-43
34QS119LPC	52,5	43,0	51	41-43
34QS1210C	57,0	47,0	56	46-48
34QS1211C	57,0	51,5	56	51
34QS1212C	57,0	56,0	56	56
34QS1310C	61,0	47,0	61	46-48
34QS1311C	61,0	51,5	61	51
34QS66C	31,0	30,0	30	30
34QS66LPC	31,0	30,0	30	30
34QS67C	31,0	34,5	30	33
34QS67LPC	31,0	34,5	30	33
34QS77C	35,5	34,5	33	33
34QS77LPC	35,5	34,5	33	33
34QS78C	35,5	38,5	33	36-38
34QS78LPC	35,5	38,5	33	36-38
34QS79C	35,5	43,0	33	41-43
34QS79LPC	35,5	43,0	33	41-43
34QS810C	39,5	47,0	36-38	46-48
34QS810LPC	39,5	47,0	36-38	46-48
34QS87C	39,5	34,5	36-38	33
34QS87LPC	39,5	34,5	36-38	33
34QS88C	39,5	38,5	36-38	36-38
34QS88LPC	39,5	38,5	36-38	36-38
34QS89C	39,5	43,0	36-38	41-43
34QS89LPC	39,5	43,0	36-38	41-43
34QS910C	44,0	47,0	41-43	46-48
34QS910LPC	44,0	47,0	41-43	46-48
34QS911C	44,0	51,5	41-43	51
34QS911LPC	44,0	51,5	41-43	51
34QS98C	44,0	38,5	41-43	36-38
34QS98LPC	44,0	38,5	41-43	36-38
34QS99C	44,0	43,0	41-43	41-43
34QS99LPC	44,0	43,0	41-43	41-43